

Instructions for Oral use

(ENG)


1. Remove Thermometer from wrapper
2. Place under tongue as far back as possible. Close mouth for 10 seconds
3. Remove thermometer and read the temperature immediately.
The highest black dot indicates the correct temperature
4. Record temperature and discard thermometer

Warning:

- Shorter/longer times can cause inaccurate temperature readings
- This thermometer is to be used for information only, not for diagnosis
- Do not use if unit package damaged or opened

Conforms to ASTM E1299 with exclusion of section 5.3 and 5.6
Accuracy ±0.3C within range 35.3C to 40.9C

The green, yellow, and red color gradients are design elements only.
Use numerical readings for discussions with your healthcare provider.



MD: Medical Device

Инструкции за перорална употреба

(BG)



1. Извадете термометъра от обвивката
2. Поставете го под езика възможно най-назад. Затворете устата за 10 секунди
3. Извадете термометъра и отчетете незабавно температурата. Най-високата черна точка показва правилната температура
4. Запишете температурата и изхвърлете термометъра

Предупреждение:

- По-краткото/по-дългото време може да причини неточни температурни показания
- Този термометър трябва да се използва само за информация, а не за диагноза
- Да не се използва, ако опаковката на уреда е повредена или отворена

Съответства на ASTM E1299 с изключение на точки 5.3 и 5.6
Точност ± 0,3C в диапазона от 35,3°C до 40,9°C

Зелените, жълтите и червените цветови градиенти са само елементи от дизайна. Използвайте числовите показания при консултация с вашия здравен специалист.



МИ: Медицинско изделие

Návod k měření v ústech

(CS)



1. Vyjímáte teploměr z obalu.
2. Zasuňte jej pod jazyk co nejdále dozadu. Zavřete ústa na 10 sekund.
3. Vyjímáte teploměr a okamžitě odečtěte teplotu. Nejvyšší černá tečka signalizuje změnou teplotu.
4. Zaznamenejte teplotu a zlikvidujte teploměr.

Varování:

- Kratší/delší časy měření mohou vést k nepřesným hodnotám teploty.
- Tento teploměr je určen pouze k informativním a nikoli k diagnostickým účelům.
- Teploměr nepoužívejte, pokud je poškozený nebo otevřený jeho obal.

Vyhovuje normě ASTM E1299 s výjimkou částí 5.3 a 5.6.
Přesnost ± 0,3 °C v rozsahu 35,3 °C až 40,9 °C

Zelené, žluté a červené barevné přechody jsou pouze designovými prvky. Používejte číselné hodnoty pro konzultace se svým poskytovatelem zdravotní péče.



MD: Zdravotnický prostředek

Vejledning i oral anvendelse

(DA)


1. Fjern termometeret fra indpakningen
2. Anbringens under tungen så langt tilbage som muligt. Luk munden i 10 sekunder
3. Fjern termometeret, og aflæs temperaturen med det samme. Den højeste sorte prik angiver den korrekte temperatur
4. Registrér temperaturen og kassér termometret

Advarsler:

- Kortere/længere tid kan forårsage unøjagtige temperaturlæsninger
- Dette termometer må kun bruges som information, ikke til diagnose
- Må ikke anvendes, hvis enhedens emballage er beskadiget eller åbnet

Er i overensstemmelse med ASTM E1299 eksklusiv afsnit 5.3 og 5.6
Nøjagtighed ±0,3 °C inden for området 35,3 °C til 40,9 °C

De grønne, gule og røde farveovergange er udelukkende designelementer. Brug de numeriske målinger til drøftelser med din læge/behandler.



Læge: Medicinsk udstyr

Anweisungen zur Anwendung im Mund

(DE)



1. Das Thermometer aus der Verpackung nehmen.
2. So weit wie möglich nach hinten unter die Zunge legen. Den Mund 10 Sekunden lang schließen.
3. Das Thermometer entfernen und sofort die Temperatur ablesen. Der höchste schwarze Punkt zeigt die richtige Temperatur an.
4. Temperatur dokumentieren und Thermometer entsorgen.

Warnung:

- Kürzere/Längere Zeiten können zu ungenauen Temperaturmessungen führen.
- Dieses Thermometer darf nur für Informationszwecke und nicht zur Diagnose verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackungseinheit beschädigt oder geöffnet ist.

Entspricht ASTM E1299 unter Ausschluss der Abschnitte 5.3 und 5.6.
Genauigkeit ± 0,3 °C im Bereich von 35,3–40,9 °C

Die grünen, gelben und roten Farbverläufe sind nur Designelemente. Für Rückmeldungen an den Arzt/die Ärztin stets die numerischen Messwerte nutzen.



MP: Medizinprodukt

Οδηγίες για από του στόματος χρήση

(EA)



1. Αφαιρέστε το θερμόμετρο από το περιτύλιγμα
2. Τοποθετήστε κάτω από τη γλώσσα όσο το δυνατόν πιο πίσω. Κλείστε το στόμα για 10 δευτερόλεπτα
3. Αφαιρέστε το θερμόμετρο και διαβάστε αμέσως τη θερμοκρασία. Η υψηλότερη μαύρη κουκκίδα υποδεικνύει τη σωστή θερμοκρασία
4. Καταγράψτε τη θερμοκρασία και απορρίψτε το θερμόμετρο

Προειδοποίηση:

- Οι συντομότερες/μεγαλύτερες χρονικές περίοδοι ενδέχεται να προκαλέσουν ανακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας
- Αυτό το θερμόμετρο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς, όχι για διάγνωση
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία της μονάδας έχει υποστεί ζημιά ή έχει

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM E1299 με εξαίρεση τις ενότητες 5.3 και 5.6. Ακρίβεια ±0,3C εντός του εύρους 35,3C έως 40,9C

Οι πράσινες, κίτρινες και κόκκινες χρωματικές διαβαθμίσεις αποτελούν μόνο σχεδιαστικά στοιχεία. Χρησιμοποιήστε τις αριθμητικές ενδείξεις για συζητήσεις με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.



MD: Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Instrucciones de uso oral

(ES)



1. Saque el termómetro de su empaque.
2. Colóquelo debajo de la lengua, lo más atrás posible. Cierre la boca durante 10 segundos.
3. Retire el termómetro y lea la temperatura inmediatamente. El punto negro más alto indica la temperatura correcta.
4. Registre la temperatura y deseche el termómetro.

Advertencia:

- Tiempos más cortos/más largos pueden provocar lecturas de temperatura imprecisas.
- Este termómetro debe usarse únicamente con fines informativos, no diagnósticos.
- No utilizar si el envase de la unidad está dañado o abierto.

Cumple la norma ASTM E1299, con excepción de las secciones 5.3 y 5.6.
Exactitud de ±0,3 °C dentro del rango de 35,3 °C a 40,9 °C.

Los gradientes de color verde, amarillo y rojo son solo elementos de diseño. Utilice las lecturas numéricas cuando hable con el profesional sanitario.



PS: Producto sanitario

Suukaudse kasutamise juhised

(ET)



1. Võtke termomeeter ümbrisest välja
2. Asetage võimalikult kaugele keele alla. Sulgege suu 10 sekundiks
3. Võtke termomeeter välja ja lugege kohe temperatuuri. Õiget temperatuuri näitab kõrgeim must täpp
4. Märkige temperatuur üles ja visake termomeeter ära

Hoiatus.

- Lühem/pikem aeg võib põhjustada ebatäpset temperatuurinäitu
- Seda termomeetrit võib kasutada ainult informatsiooniks, mitte diagnoosimiseks
- Ärge kasutage, kui seadme pakend on kahjustatud või avatud

Vastab ASTM E1299 nõuetele, välja arvatud lõigud 5.3 ja 5.6
Täpsus ±0,3 °C vahemikus 35,3 °C kuni 40,9 °C

Rohelist, kollast ja punast värvigradienti on kasutatud ainult kujunduselementidena. Suhtlemisel oma tervishoiuteenuse pakujaga juhinduge numbrilistest lugemitest.



MD: Meditsiinisead

Käyttöohjeet suusta tapahtuvaan mittaukseen

(FI)



1. Poista kuumemittari kääreestä.
2. Aseta kielen alle mahdollisimman pitkälle. Pidä suu suljettuna 10 sekunnin ajan.
3. Poista kuumemittari ja lue lämpötila välittömästi. Korkein musta piste ilmaisee oikean lämpötilan.
4. Kirjaa lämpötila ja hävitä kuumemittari.

Varoitut:

- Lyhyemmät/pidemmät ajat voivat aiheuttaa epätarkkoja lämpötilalukemia.
- Tätä kuumemittaria käytetään vain tiedoksi, ei diagnoosiin.
- Ei saa käyttää, jos mittarin pakkaus on vahingoittunut tai avattu.

Täyttää asetuksen ASTM E1299 vaatimukset, pois lukien kohdat 5.3 ja 5.6
Tarkkuus ±0,3 °C alueella 35,3–40,9 °C

Vihreä, keltainen ja punainen liukuväri toimivat ainoastaan visuaalisina elementteinä. Kerro mittaukset numeerina keskustellessasi terveydenhuoltohenkilöstön kanssa.



LL: Lääkinnällinen laite

Instructions pour une utilisation par voie orale

(FR)


1. Retirez le thermomètre de l'emballage.
2. Placez-le sous la langue le plus en arrière possible. Fermez la bouche pendant 10 secondes.
3. Retirez le thermomètre et lisez la température immédiatement. Le point noir le plus élevé indique la bonne température.
4. Enregistrez la température et jetez le thermomètre.

Avertissement :

- Des temps plus courts/plus longs peuvent entraîner des relevés de température imprécis.
- Ce thermomètre ne doit être utilisé qu'à titre indicatif et non à des fins de diagnostic.
- Ne pas utiliser si l'emballage de l'appareil est endommagé ou ouvert.

Conforme à la norme ASTM E1299, à l'exclusion des sections 5.3 et 5.6.
Précision ± 0,3 °C dans la plage de 35,3 °C à 40,9 °C.

Les dégradés de couleurs vert, jaune et rouge sont uniquement présents pour le design. Utilisez les relevés numériques pour en discuter avec votre professionnel de santé.



MD : Dispositif médical

Upute za oralnu uporabu

(HR)


1. Izvadite termometar iz omota.
2. Stavite ispod jezika što je moguće dalje. Zatvorite usta tijekom 10 sekundi.
3. Izvadite termometar i odmah očitajte temperaturu. Najviša crna točka označava ispravnu temperaturu.
4. Zabilježite temperaturu i odložite termometar.

Advarsler:

- Kraće/duže vrijeme može uzrokovati netočna očitanja temperature.
- Ovaj termometar treba koristiti samo za informacije, a ne za dijagnozu.
- Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje jedinice oštećeno ili otvoreno.

U skladu s normom ASTM E1299 osim odjeljaka 5.3 i 5.6.
Točnost ±0,3 °C u rasponu od 35,3 °C do 40,9 °C

Nijanse zelene, žute i crvene boje postoje samo kao značajka dizajna. Za razgovor sa zdravstvenim djelatnikom vodite se samo brojevanim očitanjima.



MP: Medicinski proizvod

Szájon át történő alkalmazásra vonatkozó utasítások

(HU)

1. Csomagolja ki a hőmérőt
2. Helyezze nyelv alá a lehető legmélyebbre. Csukja be a száját 10 másodperc
3. Vegye ki a hőmérőt, és azonnal olvassa le a hőmérsékletet. A legmagasabb fekete pont jelzi a helyes hőmérsékletet
4. Jegyezze fel a hőmérsékletet, és dobja ki a hőmérőt

Figyelmeztetés:

- A pontatlan időmérés pontatlan hőmérsékleti értéket eredményezhet
- Ez a hőmérő csak tájékoztatásra szolgál, diagnózisra alkalmatlan
- Ne használja, ha a csomagolás sérült, vagy fel lett nyitva

Megfelel az ASTM E1299 szabványnak, az 5.3 és 5.6 szakaszok kivételével
A pontosság ±0,3 °C az alábbi tartományban: 35,3–40,9 °C

A zöld, sárga és piros színátmenetek csak díszítőelemek. Egészségügyi szolgáltatójával a numerikus mért értékeket ossza meg.



MD: Orvostechnikai eszköz

ENG - English	IT - Italiano
BG - Bulgarian	LT - Lithuanian
CS - Czech	LV - Latvian
DA - Dansk	NL - Nederlands
DE - Deutsch	NO - Norsk
EL - Ελληνικά	PL - Polish
ES - Español	PT - Portugues
ET - Estonian	RO - Romanian
FI - Suomeksi	SK - Slovak
FR - Français	SL - Slovenian
HR - Croatia	SV - Svenska
HU - Hungarian	TR - Turkish

Medical Indicators, Inc.

16 Thomas J Rhodes Industrial Drive, Hamilton, NJ 08619, USA

Phone: +1-833-737-2186 • www.medicalindicators.com • customerservice@medicalindicators.com

©2025, Medical Indicators. All rights reserved, patent pending
NexTemp® is a registered trademark of Medical Indicators




Advena Limited

Tower Business Centre, 2nd Flr.
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



P/N: 10-8600-01
Issue date: 2025-10

Istruzioni per l'uso orale (IT)	Naudojimo būso burnoje instrukcijos (LT)	Norādījumi lietošanai mutē (LV)	Instructies voor oraal gebruik (NL)
1. Rimuovere il termometro dalla confezione 2. Posizionare sotto la lingua il più indietro possibile. Chiudere la bocca per 10 secondi 3. Rimuovere il termometro e leggere immediatamente la temperatura. Il punto nero più alto indica la temperatura corretta 4. Registrare la temperatura e smaltire il termometro	1. Išimkite termometrą iš popierinės pakuotės 2. Įkiškite po liežuvį kiek įmanoma giliau.. Užčiaupkite burną 10 sekundžių 3. Išimkite termometrą ir nedelsdami perskaitykite temperatūrą. Aukščiausias juodas taškas rodo teisingą temperatūrą 4. Užregistruokite temperatūrą ir išmeskite termometrą	1. Izņemiet termometru no iesaigojuma. 2. Novietojiet zem mēles pēc iespējas dziļāk. Aizveriet muti 10 sekundes. 3. Izņemiet termometru un nekavējoties nolaset temperatūru. Augstākais melnais punkts norāda pareizo temperatūru. 4. Reģistrējiet temperatūru un izmetiet termometru.	1. Verwijder de thermometer uit de verpakking 2. Plaats het zo ver mogelijk onder de tong. Sluit de mond gedurende 10 seconden 3. Verwijder de thermometer en lees de temperatuur onmiddellijk af. De hoogste zwarte stip geeft de juiste temperatuur aan 4. Noteer de temperatuur en gooi de thermometer weg
Avvertenza: • Tempi più brevi/più lunghi possono causare letture imprecise della temperatura • Questo termometro deve essere utilizzato solo a scopo informativo, non per la diagnosi • Non utilizzare se la confezione dell'unità è danneggiata o aperta	Įspėjimas: • Trumpesnis / ilgesnis laikas gali lemti netikslius temperatūros rodmenis • Šis termometras naudojamas tik informacijai gauti, o ne diagnozei nustatyti • Nenaudokite, jei įrenginio pakuotė pažeista arba atidaryta	Bīdinājums • Īsāks/ilgāks laiks var izraisīt neprecīzus temperatūras mērījumus. • Šis termometrs ir paredzēts tikai informatīvam nolīkum, nevis diagnozei. • Nelietot, ja izstrādājuma iepakojums ir bojāts vai atvērts.	Waarschuwing: • Kortere/langere tijden kunnen onnauwkeurige temperatuurmetingen veroorzaken • Deze thermometer dient alleen ter informatie te worden gebruikt, niet ter diagnose • Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of geopend is
Conforme ad ASTM E1299 con esclusione delle sezioni 5.3 e 5.6 Accuratezza ±0,3 °C entro l'intervallo da 35,3 °C a 40,9 °C	Atitinka ASTM E1299, išskyrus 5.3 ir 5.6 skyrius Tikslumas ±0,3 C diapazone nuo 35,3 C iki 40,9 C	Atbilst ASTM E1299, izņemot 5.3 un 5.6 sadaļu. Precizitāte ±0,3 °C diapazonā no 35,3 °C līdz 40,9 °C.	Voldoet aan ASTM E1299 met uitsluiting van rubriek 5.3 en 5.6 Nauwkeurigheid ±0,3C binnen bereik 35,3C tot 40,9C
Le gradazioni di colore verde, giallo e rosso sono soltanto elementi grafici: sono i valori numerici a dover essere riportati al proprio medico curante.	Žalios, geltonos ir raudonos spalvos gradientai yra tik dizaino elementai. Savo sveikatos priežiūros specialistui pateikite matomas skaitines vertes.	Zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas gradācijas ir tikai dizaina elementi. Konsultējoties ar veselības aprūpes sniedzēju, izmantojiet skaitliskos rādījumus.	De groene, gele en rode kleurgradaties zijn slechts ontwerpelementen. Gebruik de getalwaarden voor besprekingen met uw zorgverlener.
 Non riutilizzare	 Tik vienkartiniam naudojimui	 Nelietot atkārtoti	 Niet hergebruiken
 conservare al di sotto di una certa temperatura	 Laišyti žemesnėje nei nurodyta temperatūroje	 Uzglabāt zem norādītās temperatūras	 bewaar bij een lagere temperatuur dan aangegeven
MD.: Dispositivo medico	MP Medicinos priemonė	MD: Mediciniska ierice	MH: Medisch hulpmiddel

Bruksanvisning for oral bruk	(NO)	Instruções para uso bucal	(PL)	Instruções para uso oral	(PT)	Instrucțiuni pentru utilizarea orală	(RO)
1. Fjern termometeret fra innpakningen		1. Wyjąć termometr z opakowania.		1. Remover o termómetro da embalagem		1. Scoateți termometrul din ambalaj	
2. Plasser under tungen, så langt bak som mulig. Lukk munnen i 10 sekunder		2. Umieścić pod językiem jak najdalej z tyłu. Zamknąć usta na 10 sekund.		2. Colocar por baixo da língua, o mais para trás possível. Fechar a boca durante 10 segundos		2. Așezați-l sub limbă, cât mai în spate posibil. Închideți gura timp de 10 secunde	
3. Fjern termometeret og les av temperaturen umiddelbart. Den høyeste svarte prikken indikerer den riktige temperaturen		3. Wyjąć termometr i natychmiast odczytać temperaturę. Prawidłową temperaturę wskazuje czarna kropka znajdująca się najwyżej.		3. Tirar o termómetro e ler imediatamente a temperatura. O ponto preto mais alto indica a temperatura correta		3. Scoateți termometrul și citiți imediat temperatura. Cel mai înalt punct negru indică temperatura corectă	
4. Registrer temperaturen og kast termometeret		4. Zapiścić temperaturę i wyrzucić termometr.		4. Registrar a temperatura e descartar o termómetro		4. Înregistrați temperatura și aruncați termometrul	
Advarsel:		Ostrzeżenie:		Aviso:		Avertisment:	
• Kortere/lengre tider kan føre til unøyaktige temperaturavlesninger		• Skrócenie/Wydłużenie czasu pomiaru może spowodować niedokładny odczyt temperatury.		• Tempos mais curtos/mais longos podem resultar em leituras imprecisas da temperatura		• Timpii mai scurți/mai lungi de utilizare pot cauza citiri incorecte ale temperaturii	
• Dette termometeret skal kun brukes til informasjon, ikke til diagnostisering		• Termometen ten jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych, a nie diagnostycznych.		• Este termómetro deve ser usado apenas para fins informativos, não para diagnóstico		• Acest termometru trebuie utilizat doar în scop informativ, nu pentru diagnosticare	
• Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet eller åpnet		• Nie używać, jeśli opakowanie jednostkowe jest uszkodzone lub otwarte.		• Não usar se a embalagem unitária estiver danificada ou aberta		• A nu se utiliza dacă ambalajul unității este deteriorat sau	
I samsvar med ASTM E1299 med utelukkelse av avsnitt 5.3 og 5.6		Spełnia wymagania ASTM E1299 z wyłączeniem punktu 5.3 i 5.6.		Em conformidade com ASTM E1299 com exclusão das secções 5.3 e 5.6		În conformitate cu ASTM E1299, cu excluderea secțiunilor 5.3 și 5.6	
Nøyaktighet ±0,3 °C innenfor området 35,3 °C til 40,9 °C		Dokładność ±0,3°C w zakresie od 35,3°C do 40,9°C		Precisão de ±0,3C dentro do intervalo 35,3 a 40,9C		Precizie ±0,3 °C în intervalul 35,3 °C - 40,9 °C	
De grønne, gule og røde fargegradientene er kun designelementer. Bruk numeriske avlesninger ved konsultasjoner med helsepersonell.		Zielone, żółte i czerwone gradienty kolorów są jedynie elementami dekoracyjnymi. Podczas rozmów z lekarzem należy podawać odczytane wartości liczbowe.		Os gradientes de cor verde, amarela e vermelha são apenas elementos de concepção. Utilize as leituras numéricas nas conversas com o seu profissional de saúde.		Gradientele de culoare verde, galben și roșu sunt doar aspecte de design. Utilizați valorile numerice citite pentru discuțiile cu furnizorul dumneavoastră de servicii medicale.	
   Skal ikke gjenbrukes	 30°C 86°F oppbevares under angitt temperatur	   Nie używać ponownie	 30°C 86°F Przechowywać w temperaturze niższej niż podana	   Não reutilizar	 30°C 86°F guardar abaixo da temperatura indicada	   A nu se reutiliza	 30°C 86°F a se păstra sub temperatura indicată
MD: Medisinsk utstyr		WM: wyrób medyczny		DM: Dispositivo médico		DM: Dispozitiv medical	

Pokyny týkajúce sa používania v ústach (SK)	Navodila za peroralno uporabo (SL)	Instruktioner för oral användning (SV)	Oral Kullanım Talimatları (TR)
- Vyberte teplomer z obalu - Vlozte pod jazyk čo najďalej dozadu. Zatvorte ústa na 10 sekúnd - Vytiahnite teplomer a ihneď odčítajte teplotu. Najvyššia čierna bodka označuje správnu teplotu - Zaznamenajte teplotu a teplomer vyhoďte Varovanie: - Kratší/dlhší čas merania môže viesť k nepresne zmeranej teplote. - Tento teplomer slúži len na informačné účely, nie na diagnostiku. - Nepoužívajte ho, ak je balenie teplomeru poškodené alebo otvorené. Spĺňa normu ASTM E1299 s vylúčením časti 5.3 a 5.6. Presnosť ±0,3 °C v rozsahu 35,3 °C až 40,9 °C Zelené, žlté a červené farebné stupnice sú len dizajnové prvky. Pri konzultáciách so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti používajte namerané číselné hodnoty.	- Termometer vzemite iz embalaže. - Namestite pod jezik, kar se da blizu korenu. Za 10 sekund zaprite usta. - Odstranite termometer in takoj odčitajte temperaturo. Najvišja črna pika označuje pravilno temperaturo. - Zabeležite temperaturo in zavrzite termometer. Opozorilo: - Krajši/daljši čas merjenja lahko povzroči netočen odčitek temperature. - Ta termometer ni namenjen diagnostični, temveč zgolj informativni uporabi. - Izdelka ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana ali odprta. Skladno s standardom ASTM E1299, z izjemo razdelkov 5.3 in 5.6. Natančnost ±0,3 °C v območju od 35,3 °C do 40,9 °C. Gradienti zelene, rumene in rdeče barve so le oblikovni elementi. Za pogovore z vašim zdravstvenim delavcem uporabite številčne odčitke.	- Ta ut termometern ur omslaget - Placera den under tungan så långt bak som möjligt. Stäng munnen i 10 sekunder - Ta ut termometern och avläs temperaturen omedelbart. Den högsta svarta punkten indikerar korrekt temperatur - Registrera temperaturen och släng termometern Varning: - Kortare/längre tider kan orsaka felaktiga temperaturavläsningar - Denna termometer ska endast användas som information, inte för diagnos - Får ej användas om enhetsförpackningen är skadad eller öppnad Uppfyller ASTM E1299 med uteslutande av avsnitt 5.3 och 5.6 Nögrannhet ±0,3 °C inom intervallet 35,3 °C till 40,9 °C De gröna, gula och röda färgmarkeringarna är endast designinslag. Använd de numeriska värdena vid samtal med vårdpersonal.	- Termometreyi ambalajından çıkarın - Dilin altına mümkün olduğu kadar geriye yerleştirin. 10 saniye boyunca ağzı kapatın - Termometreyi çıkarın ve sıcaklığı hemen okuyun. En yüksek siyah nokta doğru sıcaklığı gösterir - Sıcaklığı kaydedin ve termometreyi atın Uyarı: - Daha kısa/daha uzun süreler yanlış sıcaklık okumalarına neden olabilir - Bu termometre tanı amaçlı değil, sadece bilgi amaçlı kullanılmalıdır - Ünite ambalajı hasarlıysa veya açılmışsa kullanmayın Bölüm 5.3 ve 5.6 hariç ASTM E1299'a uygundur 35,3°C ila 40,9°C aralığında doğruluk ±0,3°C'dir Yeşil, sarı ve kırmızı renk gradyanları sadece tasarım unsurlarıdır. Sağlık uzmanınızla yapacağınız görüşmelerde sayısal okumaları kullanın.
   Nepoužívajte opätovne Nie je vyrobené z prírodného kaučukového latexu.  30°C 86°F Uchovávajte pri nižšej ako uvedenej teplote	   Ne uporabljajte ponovno Izdelek ni proizveden iz naravnega lateksa.  30°C 86°F Shranjujte pod navedeno temperaturo	   Får ej återanvändas Ej tillverkad med naturgummit latex.  30°C 86°F Förvaras under angiven temperatur	   Tekrar Kullanmayın Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.  30°C 86°F belirtilen sıcaklığın altında saklayın
MD: Zdravotnícka pomôčka	MP: Medicinski pripomoček	ME: Medicinteknisk produkt	TC: Tıbbi Cihaz

ENG - English	IT - Italiano
BG - Bulgarian	LT - Lithuanian
CS - Czech	LV - Latvian
DA - Dansk	NL - Nederlands
DE - Deutsch	NO - Norsk
EL - Ελληνικά	PL - Polish
ES - Español	PT - Portugues
ET - Estonian	RO - Romanian
FI - Suomenkielinen	SK - Slovak
FR - Français	SL - Slovenian
HR - Croatia	SV - Svenska
HU - Hungarian	TR - Turkish