

# Tempa•DOT<sup>®</sup>

MEDICAL  
INDICATORS

**臨床での正確性** 類をみない正確性と最大限の感染予防を提供できる、使い捨ての体温計です。

Tempa•DOT<sup>®</sup>体温計は、体幹温度の測定のために、驚異的・革新的な化学系を使用しておりますので、本日の市場においては、最も正確な体温測定を提供いたします。衛生的な測定器を一度使用して捨てることで、菌また感染が広がるリスクを事実上取り除くことができます。

Medical Indicatorsの製品をなぜ信頼すべきなのでしょう。

- 米国製 当社が創設されてから35年間、Medical Indicatorsは、米国に拠点を置いて、全ての体温計を米国にて製造して参りました。
- 類をみない正確性 NexTemp<sup>®</sup>体温計は、液状クリスタル技術を使用しておりますので、本日の体温計市場において、最高級の正確性を提供いたします
- 環境に優しい会社 当社は、再利用型の体温計に比べて、廃物発生率は66%も低いです。再利用型の体温計は、カバー、バッテリー、交換部品など、毎回の使用後には、ワイプまたその他の強度なクリーニング剤の使用を必要とします。
- 低価格 NexTemp<sup>®</sup>温度計は、初期の低購入価格、カバー不要、バッテリー不要、コード不要、クリーニング不要、クリーニング・調整・修理に関連する労働費不要のため、再利用型の体温計に比べて、年間で70%も費用節約となります。
- 最大限での感染予防 当社の体温計は、コロナウイルス、クロストリジウム・ディフィシル、MRSA、MDRO、ノロウイルス、その他の医療感染などの菌、病気、感染症が広がるリスクを事実上排除することができます。

## 製品スペック

- 読み取られた体温は、永久的にロックインされます。
- 摂氏、華氏の対応可能
- 誤差±0.2 °F/±0.1 °Cと高度な正確性
- 製品の有効期限は2年間です。
- 調整・クリーニング不要
- 86°F/37°C以下で保管してください。
- バッテリー、コード、本体カバーなど不要
- 無毒、ラテックスフリー、防水、低刺激性
- 直腸測定でのTempa•DOT<sup>®</sup> Plusでも対応可能

